

QUICK GUIDE, GETTING STARTED

PARI has designed this Quick Guide as a ready reference to keep you on the go.

- 1 Read the "Instructions For Use" manual thoroughly before operating unit.
- 2 If using the battery, make sure the battery is fully charged by checking the battery capacity indicator located on the front of the DURA-NEB 3000.

BRIGHT GREEN	Battery fully charged.
YELLOW	Approx. 1/3 battery capacity remaining.
RED	Recharging is a must (Only 1-2 treatment are left).

If using a wall outlet or 12V vehicle outlet, make sure all cords are connected properly

- 3 Pour medication into the nebulizer cup according to your prescription.
- 4 Assemble the nebulizer as described in the Instructions For Use.
- 5 Attach optional mask as instructed by your physician.
- 6 Attach the nebulizer tubing to the air outlet connector on the front of the DURA-NEB 3000.
- 7 Turn on the compressor.
- 8 Breathe in the medication mist through the mouthpiece or mask as instructed by your physician.
- 9 After your treatment is completed, turn compressor off and disconnect the nebulizer tubing from the air outlet connector. Clean and/or disinfect the nebulizer cup as shown in the Instructions For Use.

TEAR OFF AND FOLD QUICK GUIDE, THEN PLACE INTO CARRYING CASE FOR REFERENCE.

GUIDE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE – COMMENT DÉMARRER

PARI a conçu ce Guide de référence pratique que vous pourrez consulter où que vous soyez.

- 1 Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le «Guide d'utilisation» au complet.
- 2 Si vous utilisez la pile, veillez à ce que celle-ci soit complètement chargée en vérifiant l'indicateur de capacité situé à l'avant du DURA-NEB 3000.

VERT	Pile complètement chargée.
JAUNE	Environ 1/3 de la charge subsiste.
ROUGE	Nécessité de recharger la pile (charge utile pour 1 ou 2 traitements seulement).

Si vous branchez l'appareil à une prise murale ou une prise c.c. de 12 V d'un véhicule, veillez à ce que tous les cordons soient bien raccordés.

- 3 Versez la quantité requise du médicament prescrit dans le gobelet du nébuliseur.
- 4 Assemblez le nébuliseur selon les instructions décrites dans le Guide d'utilisation.
- 5 Raccordez le masque facultatif selon les instructions de votre médecin.
- 6 Fixez la tubulure du nébuliseur au raccord de sortie d'air à l'avant du DURA-NEB 3000.
- 7 Mettez le compresseur en fonction (marche).
- 8 Inspirez l'embrun de pulvérisation du médicament à l'aide de l'embout buccal ou du masque, selon les instructions de votre médecin.
- 9 Une fois le traitement terminé, mettez le compresseur hors fonction et débranchez la tubulure du nébuliseur du raccord de sortie d'air. Nettoyez et/ou désinfectez le gobelet à médicament du nébuliseur, conformément aux instructions du Guide d'utilisation.

DÉTACHEZ ET PLIEZ CE GUIDE PRATIQUE, PUIS CONSERVEZ-LE DANS LA MALLETTE DE TRANSPORT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

GUÍA RÁPIDA, COMO INICIAR

PARI a diseñado esta Guía Rápida como referencia para mantenerlo activo.

- 1 Lea "Instrucciones Para El Uso" completamente antes de operar la unidad.
- 2 Si quiere usar la batería, asegúrese que la batería ha sido cargada completamente revisando el indicador de la capacidad de la batería en el frente del DURA-NEB 3000.

VERDE BRILLANTE	Batería esta cargada completamente.
AMARILLO	Queda aproximadamente 1/3 de capacidad.
ROJO	Tiene que recargar de inmediato (quedan 1-2 tratamientos).

Si utiliza el tomacorriente en casa o la toma de 12V en el automóvil, asegúrese que todos los cables estén apropiadamente conectados.

- 3 Coloque la medicina en la base del nebulizador conforme a su prescripción.
- 4 Ensamble el nebulizador como es descrito en "Instrucciones Para El Uso" del Nebulizador.
- 5 Conecte la mascarilla opcional si fue instruido por su doctor.
- 6 Conecte la manguera del nebulizador a la salida de aire en el frente del DURA NEB 3000.
- 7 Prenda el compresor.
- 8 Respire el aerosol de medicina por la boquilla o mascarilla como fue instruido por su doctor.
- 9 Cuando acabe con su tratamiento, apague el compresor y desconecte la manguera del nebulizador de la salida del aire del DURA-NEB 3000. Limpie y/o desinfecte el nebulizador como es indicado en "Instrucciones Para El Uso".

ARRANQUE Y DOBLE LA GUÍA RÁPIDA. GUARDE EN EL MALETÍN DE LA UNIDAD COMO REFERENCIA.

